

## Complément alimentaire aux enzymes

**Mode d'emploi:** 1 comprimé par jour ou comme conseillé.

Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée, ni un style de vie sain. Veuillez bien respecter l'apport journalier recommandé. Garder hors de portée des jeunes enfants. Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

**Ingédients par comprimé:** Support: cellulose microcristalline, HCl de bétaïne 155 mg, support: polyvinylpyrrolidone, maltodextrine, pepsine 315 FCC, pancréatine (mélange d'amylase 9600 USP, lipase 800 USP et protéase 9600 USP), acide L-glutamique HCl 100 mg, lipase 7500 FCC, papaine 22,5 FIP, amylase 990 FCC, bromelaïne 120 FIP, anti-agglomérant: acide stéarique, enrobage: (épaississant: hydroxypropylméthylcellulose, colorant: carbonate de calcium, agent de charge: cellulose, agents d'enrobage: acide stéarique et talc, colorant: oxyde de fer), anti-agglomérants: stéarate de magnésium et dioxyde de silicium

Distr. in France: Bionutrics SA, Quai de Rome 33/34,  
BE-4000 Liège [www.bionutrics.fr](http://www.bionutrics.fr)

Mf in E.U. Art.3030 V8

AS 162/558 CNK 2078-665 Z-index: 15309355


 **Disponible en pharmacie**

A consommer de préférence avant fin: voir côté

 Metagenics®

# Enzygest

Enzymencomplex  
Complexe enzymatique



90 tabletten /comprimés  
114 g e

## Voedingssupplement met enzymen

**Gebruiksaanwijzing:** 1 tablet per dag of zoals aanbevolen.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Fris en droog bewaren.

**Ingrediënten per tablet:** Draagstof: microkristallijne cellulose, bétaïne HCl 155 mg, draagstof: polyvinylpyrrolidon, maltodextrine, pepsine 315 FCC, pancreatine (mengsel van amylase 9600 USP, lipase 800 USP en protease 9600 USP), L-glutaminezuur HCl 100 mg, lipase 7500 FCC, papaine 22,5 FIP, amylase 990 FCC, bromelaïne 120 FIP, antiklontermiddel: stearinezuur, coating: (verdikkingsmiddel: hydroxypropylmethylcellulose, kleurstof: calciumcarbonaat, vulstof: cellulose, glansmiddelen: stearinezuur en talk, kleurstof: ijzeroxide), antiklontermiddelen: magnesiumstearaat en siliciumdioxide

Distr. in Belgium & Lux.: Metagenics Belgium BVBA,  
E. Vlietinckstr. 20, BE-8400 Oostende / Distr. in the Netherlands:  
Metagenics Netherlands BV, Celsiusweg 20, Industrial Estate 4212,  
5928 PR Venlo INFO: +32 (0)59 80 58 24 [www.metagenics.eu](http://www.metagenics.eu)

**Verkrijgbaar in de apotheek**

Ten minste houdbaar tot einde: zie zijkant

