

Complément alimentaire avec de bactéries vivantes

Mode d'emploi: 1 gélule par jour ou comme conseillé.
Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée, ni un style de vie sain. Veuillez bien respecter l'apport journalier recommandé. Garder hors de la portée des jeunes enfants. Conserver de préférence au réfrigérateur.

1 gélule contient 15 milliards d'organismes vivants de *Bifidobacterium lactis* Bi-07® à la date de production.

Ingrédients par gélule: Agent de charge: cellulose microcristalline, gélule: gélatine, *Bifidobacterium lactis* Bi-07®, anti-agglomérants: stéarate de magnésium et dioxyde de silicium

Distr. in France: Bionutrics SA Quai de Rome 33/34, BE-4000 Liège www.bionutrics.fr Mf. in E.U. Art. 4572 V9 CNK 2409-985
Z-index:15309916 As 162/534 www.metagenics.eu
INFO: +32 (0)59 80 58 24


Disponible en pharmacie

 A consommer de préférence avant fin: voir côté

 Metagenics

Probiol® Bifidus

Bifidobacterium lactis Bi-07®



60 capsules / gélules
23 g e

Voedingssupplement met levende bacteriën

Gebruiksaanwijzing: 1 capsule per dag of zoals aanbevolen.
Een voedingssupplement mag niet ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Fris en droog en buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bij voorkeur in de koelkast bewaren.

1 capsule bevat 15 miljard levende organismen *Bifidobacterium lactis* Bi-07® op productiedatum.

Ingrediënten per capsule: Vulstof: microkristallijne cellulose, capsule: gelatine, *Bifidobacterium lactis* Bi-07®, Antiklontermiddelen: magnesiumstearaat en siliciumdioxide

Distr. in Belgium & Lux.: Metagenics Belgium BVBA E. Vlietinckstraat 20, BE-8400 Oostende / Distr. in the Netherlands: Metagenics Netherlands BV Celsiusweg 20, Industrial Estate 4212, 5928 PR Venlo

Bi-07® is a registered trademark of DuPont or its affiliates, and is used under license by Metagenics Belgium BVBA

Verkrijgbaar in de apotheek

Ten minste houdbaar tot einde: zie zijkant

